

Канюли 3 мм

Для биопсии эндометрия

ЭФФЕКТИВНЫЕ • ОДНОРАЗОВЫЕ • ЭКОНОМИЧНЫЕ



Канюли 3 мм

- Одноразовые, в стерильной упаковке
- Несъемное основание с выступами-«крылышками»
- Два противоположных отверстия
- Длина: ок. 23 см
- Имеются деления для определения глубины введения
- Совместимы с аспиратором Iras MVA Plus®, требуется переходник 6 мм
- Совместимы с одноклапанным аспиратором, переходник не требуется
- Изготовлены из медицинского сополиэфирного пластика, не содержащего латекс

КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- Бесплодие
- Аменорея
- Скрининг рака эндометрия
- Аномальное маточное кровотечение
- Скрининг хронического эндометрита

* Менее чем в 2% случаев во время или после проведения процедуры возможно возникновение одного или нескольких из следующих осложнений: травма тела или шейки матки, инфекция органов таза, вагинальная реакция либо острая гематометра.

WOMANCARE GLOBAL ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕТ



Комплекты переходников для канюль

Для использования с соответствующими канюлями и аспираторами для MVA
Коды изделий: ADPSET (6–10 мм)
ADP6MM (5 шт. в упаковке)



Аспиратор Iras MVA Plus®

Для опорожнения матки
Код изделия: PLUS



Расширители Denniston

Для расширения цервикального канала при опорожнении матки
Код изделия: DD5